



Biosigma SpA

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |  
Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |  
E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

M521D

06/10/2020

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

### REF BSA0269

Codice CND W050301020202



Codice Code	Descrizione Descriptions	Colore Color	Volume ml	Dimensioni mm Dimensions mm
BSA0269	Conetto con tappo 2 ml , in PP. <i>Microtube with cap 2 ml , in PP.</i>	Neuto <i>Neutral</i>	2	Ø 10,8 H 42

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Trasparenza ottimale,
- In Polipropilene (PP)
- Centrifugabili a 16.400 rpm - 25.000 x g,
- Temperature di utilizzazione: -80°C +121 °C,
- Autoclavabili aperti a 121°C per 20 minuti,
- Graduati con superficie scrivibile,
- Tappo con superficie scrivibile e perforabile,
- Non sterili

#### MAIN CHARACTERISTICS:

- *Optimal transparency,*
- *In Polypropylene (PP)*
- *Centrifuged at: 16.400 rpm - 25.000 x g,*
- *Temperature of use: -80°C +121 °C,*
- *Autoclavable open at +121°C for 20 minutes,*
- *Graduated with writing area,*
- *Cap with writing area and pierceable,*
- *Not sterile*

#### Definizione del fabbricante / Manufacturer definition



**BIOSIGMA SpA - Via Valletta, 6 - 30010 - Cantarana di Cona (VE) - ITALY**

**Tel. +39.0426.302224 - Fax +39.0426.302228**

**E-mail: [info@biosigma.com](mailto:info@biosigma.com) - <http://www.biosigma.com>**

#### DESTINAZIONE D'USO:

I MICROTUBI sono prodotti monouso destinati a contenere campioni di origine biologica per analisi di laboratorio.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO IN VITRO.**

L'uso e la manipolazione dei dispositivi è riservata al personale medico e tecnico con le necessarie abilitazioni e preparazione professionale

#### DESTINATION USE:

*MICROTUBES are disposable labware intended to be used on laboratory to contain biological liquids for in vitro diagnostic analysis.*

**FOR IN VITRO USE ONLY**

*The use and the manipulation of the devices are reserved to the medical and technical staff with the necessary professional qualification.*



SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

CLASSIFICAZIONE:

Ai fini della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro recepita in Italia con D.L. n. 332, G.U.R.I. n. 269 del 17 novembre 2000, Biosigma SpA classifica i suddetti prodotti come dispositivi medico-diagnostici in vitro e li classifica come "Altri dispositivi medico-diagnostici in vitro", quindi da rendere conformi all'allegato III della direttiva.

La Dichiarazione di conformità alla Direttiva 98/79/CE è disponibile su richiesta.

CLASSIFICATION:

In order to the Directive 98/79/CE concerning medical-diagnostic in vitro devices receipt in Italy with D.L. n. 332 G.U.R.I. n. 269 dated 17th November 2000, Biosigma SpA, defines all the components of the above-state family as "Other medical-diagnostic in vitro devices", in order to make conformable the attachment III of the directive.

The Declaration of Conformity in accordance to the Directive 98/79/CE is available, on request.

DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO CE
Destinato esclusivamente ad uso professionale

IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICE CE
For professional use only

RACCOMANDAZIONI D'USO
(a carattere esclusivamente informativo)

RECOMMENDATIONS FOR USE
(as for information)

- Utilizzare esclusivamente per analisi di laboratorio.
Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.
Non utilizzare il prodotto scaduto.
Non variare la destinazione d'uso.
Prodotto non adatto ai bambini.
Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente.

- Use only for laboratory analysis.
Do not hold the device to the flame or heat sources that may cause damage.
Do not use after expiry.
Do not vary the intended purpose of the product.
Keep out of reach of children.
Store in a dry place, away from sources of heat and direct sunlight.
Waste disposal: utilize the provided D.P.I and discharge under the laws in force.

Interpretazione dei simboli sull'imballaggio
Interpretation of the symbols on the package

Table with 2 columns: Symbol and Description. Symbols include CE, umbrella, crossed-out recycling, LOT, book, hourglass, factory, IVD, wine glass, and heat warning.